

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:.....120-230 V 50/60 Hz
Potenza.....180 VA (0,75 A a 230 V)
Schermo.....10,4" touch screen a colori

Caratteristiche di uscita

Pressione massima:.....90 mm Hg
Numero di settori:.....24
Durata del trattamento.....0-60 min
Tempo di ritenzione.....2-4-6 sec
Tempo di riposo.....4-6-8 sec
Classificazione.....Classe I tipo BF
Fusibili di protezione.....2xT1,5 A / 250 V
Grado di protezione.....IPX0
Programmi preimpostati.....6
Programmi personalizzabili.....SI

Condizioni ambientali dell'apparecchiatura

Temperatura ambiente di funzionamento.....da 15 a 40°C
Temperatura ambiente di stoccaggio/trasporto.....da -20 a 50 °C
Umidità relativa all'aria.....da 10 a 95% senza condensa
Dimensioni.....35x120x55 cm
Peso.....29 Kg

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA



SPORTARREDO GROUP S.C.
Via dell'Industria, 7 - 30020 GRUARO (VE)
Tel. +39 0421 767676 - Fax. +39 0421 767670
www.sportarredo.com - info@sportarredo.it

Sapphire

19684.740.0.0.F.0/18P



Sapphire

KiesPress²⁴

PRESSOMASSAGGIO CORPO
PER STIMOLARE, MODELLARE E RIDURRE.



KiesPress

*pressomassaggio corpo
per stimolare, modellare e ridurre.*

Il pressomassaggio stimola l'attivazione del sistema circolatorio, tratta gli edemi e le alterazioni circolatorie periferiche, contribuendo inoltre a contrastare gli inestetismi della cellulite e gli accumuli adiposi.

Trattamento che utilizza la pressione dell'aria, eseguendo un massaggio per compressione che implementa i naturali sistemi fisiologici di scorrimento dei fluidi.

La sua applicazione produce un'attivazione della circolazione di ritorno, venosa e linfatica, stimolando l'assorbimento di liquidi interstiziali ed il loro drenaggio verso i filtri organici.



*Un trattamento che aiuta
il benessere ed il rilassamento
di tutto l'organismo.*

*Con garanzia
Sapphire*

EFFETTI BENEFICI

I benefici del pressomassaggio sono molteplici, dal trattamento di edemi, alla correzione delle alterazioni del sistema circolatorio, gambe stanche e pesanti, fino a contrastare gli inestetismi della cellulite, stimolando l'eliminazione del ristagno di liquidi e tossine negli spazi intercellulari dei tessuti.

Gli effetti benefici si riflettono anche sulla pelle, con una maggiore elasticità e vitalità cutanea, grazie al miglioramento della funzionalità del microcircolo ed il grado di ossigenazione dei tessuti.

I PROGRAMMI

KiesPress è in grado di esercitare, una **pressione massima di 90 mmHg** grazie ai 24 settori dei gambali.

I programmi sono disponibili in modalità **PREIMPOSTATA E PERSONALIZZABILE.**

Regolazione digitale con
6 MODALITÀ DI TRATTAMENTO.

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

I programmi dispongono di
TRE INTENSITÀ DI TRATTAMENTO:

DELICATO

MEDIO

INTENSIVO

e di **DUE MODALITÀ DI MASSAGGIO:**

EFFETTO ALTERNATO

EFFETTO SEQUENZIALE.

